


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Abcd1 / Ald Para Wb, Elisa - P33897

Número de artículo: CM0007568



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra ABCD1/ALDP (aminoácidos 650-745). Adecuado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y ratón. ABCD1 es un transportador de VLCFA dependiente de ATP, esencial para el metabolismo de los ácidos grasos peroxisomales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABCD1 / ALD mAb de conejo
Observaciones/Alias	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1 / ALD
Especie	Humano
ID del gen (humano)	215
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 650-745 de ABCD1 / ALD humano (NP_000024.2))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P33897
Peso de la proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo