


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abcd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P33897

Número de artículo: CM0013027



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ABCD1 humano (ALDP), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta ABCD1 humano y de ratón; adecuado para la investigación del transporte peroxisomal y la adrenoleucodistrofia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABCD1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ALD; AMN; ALDP; ABC42; ABCD1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	215
ID del gen	215
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-500 de ABCD1 humano (NP_000024.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P33897
Peso de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo