


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Abce1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61221

Número de artículo: CM0006184



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ABCE1 para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón. Apunta al reciclaje de ribosomas y la inhibición de RNasa L; ideal para la investigación de traducción y antiviral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ABCE1 Conejo mAb                                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASELI; ABCE1                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                                    |
| ID de Gen (Humano)  | 6059                                                                                                                                      |
| ID de Gen           | 6059                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-599 del ABCE1 humano (NP_002931.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                             |
| SWISS               | P61221                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 67kDa                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |