


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abce1 Para Wb Y Elisa - P61221

Número de artículo: CM0025758



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-ABCE1 (P61221) detecta ABCE1 humano y de ratón, un factor de reciclaje de ribosomas e inhibidor de la RNasa L. Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para estudiar la traducción, la vigilancia del ARNm y las vías antivirales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABCE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RLI; OABP; RLI1; ABC38; RNS4I; RNASEL1; RNASELI; ABCE1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6059
ID de gen	6059
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-599 de ABCE1 humano (NP_002931.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P61221
Peso de la proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo