


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Abcf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ne71

Número de artículo: CM0003418



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-ABCF1 de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Se dirige a ABCF1/ABC50 humano, un factor de iniciación de la traducción y proteína de unión a ATP. Ideal para aplicaciones de investigación y diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-ABCF1 de conejo
Anotaciones/Alias	ABC27; ABC50; ABCF1
Especie	Humano
ID del gen	23
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 746-845 de ABCF1 humano (Q8NE71).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q8NE71
Peso de la proteína	96kDa
Envío	Bolsa de hielo