

Anticuerpo Policlonal Anti-Abcf2 Para Wb - Q9Ug63

Número de artículo: CM0030313

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ABCF2 (SWISS: Q9UG63), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación de transportadores ABC y el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ABC28; HUSSY18; HUSSY-18; EST133090; ABCF2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10061
GeneID	10061
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 del ABCF2 humano (NP_005683.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UG63
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo