

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Abcg1 Para Wb, Elisa - P45844

Número de artículo: CM0003002



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ABCG1 validado para WB y ELISA, que reconoce ABCG1 humano, de ratón y de rata. Diseñado para estudios de eflujo de colesterol y transporte de lípidos en macrófagos y otros tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCG1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ABC8; WHITE1; ABCG1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	9619
GenelD	9619
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45844
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo