

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Abcg2 Para Wb, Elisa - Q9Unq0

Número de artículo: CM0003790



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el transportador humano ABCG2, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la resistencia a múltiples fármacos, la función de los transportadores ABC y la expresión de biomarcadores del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCG2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481; ABCG2
Especie	Humano
ID del Gen	9429
Inmunógeno	Péptido Sintético, Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del ABCG2 humano (Q9UNQ0)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNQ0
Peso Molecular de la Proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo