


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Abcg2 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Unq0

Número de artículo: CM0004758



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-ABCG2 (Q9UNQ0) de alta calidad validado para WB, IF-P, ELISA en Humano, Ratón. Ideal para estudiar resistencia a fármacos, transporte de urato y biología de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ABCG2
Observaciones/Alias	MRX; MXR; ABCP; BCRP; BMDP; MXR1; ABC15; BCRP1; CD338; GOUT1; MXR-1; CDw338; CDw388; UAQTL1; EST157481
Especie	Humano
GeneID (humano)	9429
GeneID	9429
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 de ABCG2 humano (NP_004818.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UNQ0
Peso Proteico	68kDa/72kDa
Envío	Bolsa de hielo