


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abcg8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H221

Número de artículo: CM0019794



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-ABCG8 validado para WB, IF/ICC, ELISA en Humano y Rata. Se dirige a la esterolina-2, un transportador clave de esteroides involucrado en la absorción de colesterol dietético y la excreción biliar. Adecuado para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABCG8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GBD4; STSL; STSL1; ABCG8
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	64241
ID de Gen	64241
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 del ABCG8 humano (NP_071882.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9H221
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo