

Anticuerpo Monoclonal Anti-Abhd5 Para Wb, Elisa - Q8Wts1

Número de artículo: CM0009157

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ABHD5 humano (CGI-58), adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Útil para investigar la biología de las gotas lipídicas, la biosíntesis de ácido fosfatídico y el metabolismo de los triacilglicerol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABHD5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51099
GeneID	51099
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de ABHD5 humano (Q8WTS1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q8WTS1
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo