

Anti-Abhd6 Mab De Conejo Para Wb, If-F, Ihc-P, Elisa - Q8R2Y0

Número de artículo: CM0011305

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante Abhd6 validado por KO para WB, IF-F, IHC-P, ELISA. Detecta ABHD6 en humano, ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo lipídico y señalización endocannabinoide.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Abhd6 mAb de conejo
Observaciones/Alias	AA673485; AV065425; 0610041D24Rik; ABHD6
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	57406
ID del gen	66082
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 119-315 de la Abhd6 de ratón (NP_001317993.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8R2Y0
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo