


Anticuerpo Policlonal Anti-Abi1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Izp0

Número de artículo: CM0021121



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad dirigido contra ABI1 humano (Abi-1, E3B1) para WB, IHC-P y ELISA. Detecta ABI1 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata, por lo que es adecuado para estudios sobre señalización celular, dinámica del citoesqueleto y neurodesarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABI1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	E3B1; ABI-1; ABLBP4; NAP1BP; SSH3BP; SSH3BP1; ABI1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10006
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-230 de ABI1 humano (NP_001012770)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8IZP0
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo