

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Abi3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2A4

Número de artículo: CM0006602

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ABI3 humano (NESH/SSH3BP3), adecuado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Detecta ABI3 humano, de ratón y de rata con un peso molecular predicho de 39kDa. Ideal para estudios de metástasis tumoral y motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ABI3
Observaciones/Alias	NESH; SSH3BP3; ABI3
Especie	Humano
GeneID (humano)	51225
GeneID	51225
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los a.a. 197-366 de ABI3 humano (NP_057512.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P2A4
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo