

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abi4 Para Wb Y Elisa - A0Mes8

Número de artículo: CM0019171

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a ABI4 de Arabidopsis thaliana, un factor de transcripción sensible al etileno implicado en la señalización de ABA, las respuestas al estrés y el desarrollo. Validado para WB y ELISA, ideal para la investigación en biología vegetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ABI4 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	ABA INSENSITIVE 4; ABSCISIC ACID-INSENSITIVE PROTEIN 4; ATAB14; GIN6; GLUCOSE INSENSITIVE 6; IMPAIRED SUCROSE INDUCTION 3; ISI3; SALOBRENO 5; SAN5; SIS5; SUCROSE UNCOUPLED 6; SUGAR-INSENSITIVE 5; SUN6; T7M7.16; ABI4
Especie	Arabidopsis thaliana
GeneID (humano)	64116
GeneID	818614
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ABI4 de Arabidopsis thaliana (NP_181551.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	A0MES8
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo