


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Abl2 Para Wb, Elisa - P42684

Número de artículo: CM0002145



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a ABL2 humano (ARG) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con rata. Validado para investigación de remodelación del citoesqueleto y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ABL2
Observaciones/Alias	ARG; ABLL; ABL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27
GeneID	27
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de ABL2 humano (P42684).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P42684
Peso Proteico	128kDa
Envío	Bolsa de hielo