

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ablim2 Para Wb, Elisa - Q6H8Q1

Número de artículo: CM0021795



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ABLIM2 de alta calidad, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del músculo esquelético y la detección de la proteína 2 LIM de unión a actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABLIM2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ABLIM2
Especie	Humana
GeneID (humano)	84448
GeneID	84448
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q6H8Q1
Peso de la proteína	68 kDa
Envío	Bolsa de hielo