


Anticuerpo Policlonal Anti-Ablim3 Para Wb Y Elisa - 094929

Número de artículo: CM0020395



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ABLIM3 humano, una proteína de andamiaje LIM de unión a actina. Aplicaciones: WB, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones cardíacas y cerebrales. Ofrecido por CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABLIM3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HMFN1661; ABLIM3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	22885
ID del gen	22885
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-520 de ABLIM3 humano (NP_001287957.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	O94929
Peso de la proteína	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo