

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abr Para Wb Y Elisa - Q12979

Número de artículo: CM0022161

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ABR humano (proteína relacionada con la región de agrupación de puntos de ruptura activa). Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización de GTPasas y la función neuronal.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | ABR pAb de conejo                                                                                                                             |
| Observaciones/alias | MDB; ABR                                                                                                                                      |
| Especie             | Humano                                                                                                                                        |
| GeneID              | 29                                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200 hasta el extremo C-terminal de ABR humano (NP_001243776.1) |
| Fuente              | conejo                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Reactividad cruzada | Ratón, rata                                                                                                                                   |
| SWISS               | Q12979                                                                                                                                        |
| Peso de la proteína | 98 kDa                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                |