

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Abtb1 Para Wb, Elisa - Q969K4

Número de artículo: CM0024472

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-ABTB1 de alta calidad validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización supresora del crecimiento de PTEN y los procesos del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ABTB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BPOZ; BTB3; BTBD21; EF1ABP; PP2259; ABTB1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80325
GeneID	80325
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la proteína ABTB1 humana (NP_742024.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q969K4
Peso molecular de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo