

Anticuerpo Policlonal Anti-Acaa1 Para Wb, Elisa - P09110

Número de artículo: CM0022197



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la ACAA1 humana (3-ketoacil-CoA tiolasa), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para el estudio de la beta-oxidación peroxisomal de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACAA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	30
GeneID	30
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 210-310 de la ACAA1 humana (NP_001598.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P09110
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo