

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acaa1 Para Wb, Elisa - P09110

Número de artículo: CM0026955



Introducción

pAb de conejo ACAA1, validado para WB y ELISA, se dirige a la 3-cetoacil-CoA tiolasa peroxisomal en humanos y ratas. Ideal para estudios sobre el metabolismo de ácidos grasos y la beta-oxidación peroxisomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo ACAA1
Observaciones/Alias	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
Especie	Humano
GeneID	30
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-300 del ACAA1 humano (NP_001598.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P09110
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo