


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acaa2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42765

Número de artículo: CM0010364



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ACAA2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta la 3-cetoacil-CoA tiolasa (42 kDa) humana, de ratón y de rata, una enzima mitocondrial de la beta-oxidación de ácidos grasos. Ideal para investigación en IVD y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACAA2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DSAEC
Especie	Humano
ID génico	10449
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 17-271 de la ACAA2 humana (NP_006102.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42765
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo