


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acaa2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42765

Número de artículo: CM0021020



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ACAA2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de beta-oxidación mitocondrial y metabolismo de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACAA2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DSAEC; ACAA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10449
GeneID	10449
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 del ACAA2 humano (NP_006102.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42765
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo