


Anticuerpo Policlonal Anti-Acac1/Acc1 Para Ihc-P Y Elisa - Q13085

Número de artículo: CM0022721



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACAC1 (ACC1) humano, validado para IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de investigación de biosíntesis de ácidos grasos y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACAC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; acetyl-ACC1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	31
ID de Gen	31
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-75 del ACAC1 humano (NP_942133.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13085
Peso Proteico	266kDa
Envío	Bolsa de hielo