

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acad8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uku7

Número de artículo: CM0004728

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra ACAD8 humana (isobiril-CoA deshidrogenasa). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para el estudio del catabolismo de la valina y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACAD8 Rabbit mAb
Notas/Alias	IBDH; ARC42; ACAD-8
Especie	Humano
GeneID	27034
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-415 de la ACAD8 humana (NP_055199.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKU7
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo