

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acad9 Para Wb Y Elisa - Q9H845

Número de artículo: CM0026155



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ACAD9 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano y ratón. Esencial para estudios de ensamblaje del complejo mitocondrial I y oxidación de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACAD9 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NPD002; MC1DN20; ACAD9
Especie	Humano
ID de Gen	28976 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de ACAD9 humano (NP_054768.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H845
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo