


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acadl Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28330

Número de artículo: CM0016571



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACADL humano (LCAD). Validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a ratón, rata. Ideal para la investigación de oxidación de ácidos grasos mitocondriales. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante que cubre los aminoácidos 31-210.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACADL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LCAD; ACAD4; ACADL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	33
GeneID	33
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-210 del ACADL humano (NP_001599.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28330
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo