

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acadm (Mcad) Para Wb, If/Icc, Elisa - P11310

Número de artículo: CM0018780



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra ACADM (MCADH) humana, obtenido frente a proteína ACADM recombinante. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de oxidación de ácidos grasos y trastornos mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACADM Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MCAD, ACAD1, MCADH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	34
GeneID	34
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de ACADM humano (NP_000007.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11310
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo