

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acadm Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11310

Número de artículo: CM0009980



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la proteína ACADM (MCAD) humana para la investigación de la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. 47 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ACADM
Observaciones/Alias	MCAD; ACAD1; MCADH; ACADM
Especie	Humana
ID del gen (humano)	34
ID del gen	34
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P11310
Peso molecular de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo