


Anticuerpo Policlonal Anti-Acads Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Número de artículo: CM0015136



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACADS humano (deshidrogenasa de acil-CoA específica de cadena corta), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Óptimo para la investigación de la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACADS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCAD; ACAD3; ACADS
Especie	Humano
ID del gen	35
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de ACADS humano (NP_000008.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P16219
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo