


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acads Para Wb, Ip, Elisa - P16219

Número de artículo: CM0026764



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACADS humana (SCAD), con reactividad cruzada con ratón y rata. Validado para WB, IP y ELISA. Se dirige a la acil-CoA deshidrogenasa de cadena corta para la investigación de la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACADS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCAD; ACAD3; ACADS
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	35
ID del gen	35
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la ACADS humana (NP_000008.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16219
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo