


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acads / Scad Para Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

Número de artículo: CM0003257



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la acil-CoA deshidrogenasa específica de cadena corta (SCAD) humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo ACADS / SCAD
Observaciones/Alias	SCAD; ACAD3; ACADS / SCAD
Especie	Humano
GeneID (humano)	35
GeneID	35
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 313-412 de ACADS/SCAD humano, P16219)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16219
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo