

Anticuerpo Policlonal Anti-Acadvl Para Wb, If/Icc, Elisa - P49748

Número de artículo: CM0029947



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ACADVL humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta la ACADVL endógena en muestras humanas, de ratón y rata. Adecuado para el estudio de trastornos de la beta-oxidación de ácidos grasos mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACADVL Rabbit pAb
Notas/Alias	ACAD6; LCACD; VLCAD; ACADVL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	37
GeneID	37
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la ACADVL humana (NP_000009.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49748
Peso de la Proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo