

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acap2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15057

Número de artículo: CM0015169



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína ACAP2 humana (proteína 2 que contiene Arf-GAP con dominio de bobina enrollada, repetición ANK y dominio PH), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con seres humanos y ratones. Peso molecular predicho de 88 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACAP2 pAb de conejo
Notas/Alias	CENTB2; CNT-B2; ACAP2
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	23527
ID del gen	23527
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-160 de la ACAP2 humana (NP_036419.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q15057
Peso molecular de la proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo