


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acat1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P24752

Número de artículo: CM0007642



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra ACAT1 humano, una enzima mitocondrial clave en la beta-oxidación de ácidos grasos y el metabolismo de los cuerpos cetónicos. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigaciones metabólicas y mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ACAT1
Observaciones/alias	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	38
ID del gen	38
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 34-427 de ACAT1 humano (NM_000019.4)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P24752
Peso molecular	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo