


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acat1 Para Wb Y Elisa - P24752

Número de artículo: CM0030511



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-ACAT1 (P24752) está validado para western blot y ELISA, con reactividad en humano, ratón y rata. Se dirige a la acetil-CoA acetiltransferasa mitocondrial, una enzima clave en la beta-oxidación de ácidos grasos y el metabolismo de los cuerpos cetónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACAT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	38
ID de gen	38
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-145 de la ACAT1 humana (NP_000010.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24752
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo