


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acat1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24752

Número de artículo: CM0014984



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ACAT1 humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Validado para investigaciones sobre la oxidación de ácidos grasos y el metabolismo de los cuerpos cetónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACAT1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
Especie	Humana
GeneID (humano)	38
GeneID	38
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-145 de ACAT1 humano (NP_000010.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P24752
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo