


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acat2 Para Wb, Elisa - Q9Bwd1

Número de artículo: CM0003751



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido contra la ACAT2 humana (acetil-CoA acetiltransferasa 2). Validado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de la biosíntesis del colesterol.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACAT2 Ac. Monoclonal de Conejo
Observaciones/Alias	ACAT2; acetil-CoA acetiltransferasa 2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	39
ID del Gen	39
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de la ACAT2 humana (Q9BWD1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BWD1
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo