


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acat2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bwd1

Número de artículo: CM0024945



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ACAT2 humana, apto para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta ACAT2 de ratón y rata. Acetil-CoA acetiltransferasa citosólica involucrada en la biosíntesis de colesterol. Para suministro de materia prima IVD y investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACAT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ACAT2
Especie	Humana
GeneID (Humano)	39
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 159-277 de ACAT2 humana (NP_005882.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BWD1
Peso proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo