


Anticuerpo Policlonal Anti-Acbd3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3P7

Número de artículo: CM0021339



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta afinidad contra ACBD3 humano (GCP60), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del aparato de Golgi y la biosíntesis de esteroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACBD3 Rabbit pAb
Observaciones/alias	PAP7, GCP60, GOCAP1, GOLPH1, ACBD3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	64746
ID del gen	64746
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de ACBD3 humano (NP_073572.2).
Origen	Vacuno
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9H3P7
Peso molecular	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo