


Anticuerpo Monoclonal Anti-Acc1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13085

Número de artículo: CM0002149



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la ACC1 humana, una enzima clave en la biosíntesis de ácidos grasos. Apto para WB, IHC-P, IP, ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACC1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Especie	Humano
GenelD (humano)	31
GenelD	31
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la ACC1 humana (Q13085).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13085
Peso Molecular de la Proteína	266kDa
Envío	Bolsa de hielo