


Anticuerpo Policlonal Anti-Acc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13085

Número de artículo: CM0023193



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ACC1 de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Se dirige a la acetil-CoA carboxilasa 1 humana, una enzima clave en la síntesis de ácidos grasos; adecuado para la investigación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ACC1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Especie	Humano
GeneID	31
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1190-1340 del ACC1 humano (NP_942133.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q13085
Peso Proteico	266kDa
Envío	Bolsa de hielo