


Anticuerpo Policlonal Anti-Acc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13085

Número de artículo: CM0015586



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ACC1 humano (Acetil-CoA carboxilasa 1), adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta humano, ratón, rata. Para estudios de biosíntesis de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	31
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2266-2346 de ACC1 humano (NP_942133.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13085
Peso Molecular de la Proteína	266 kDa
Envío	Bolsa de hielo