


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Acd Para Wb Y Elisa - Q96Ap0

Número de artículo: CM0017125



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ACD, validado para WB y ELISA con muestras humanas. Se dirige a la proteína de shelterina ACD (PIP1/PTOP/TPP1) implicada en el mantenimiento y protección de los telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIP1; PTOP; TPP1; TINT1; ACD
Especie	Humana
GeneID (humano)	65057
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la ACD humana (NP_001075955.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q96AP0
Peso molecular de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo