


Anticuerpo Policlonal Anti-Ace1 - P12821

Número de artículo: CM0028226



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la ACE1 humana (enzima convertidora de angiotensina) para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación cardiovascular y en neurobiología. Peso molecular de la proteína: 150 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACE1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1636
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 554-758 de la ACE1 humana (NP_000780.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12821
Peso Molecular de la Proteína	150 kDa
Envío	Bolsa de hielo