


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ace1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12821

Número de artículo: CM0005417



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-ACE1 de alta calidad validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta ACE1 humano, de ratón y de rata (P12821). Ideal para investigación cardiovascular, de neuropéptidos y de células madre hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo ACE1
Observaciones/Alias	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1636
GeneID	1636
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-1261 de ACE1 humano (NP_000780.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12821
Peso Proteico	150 kDa
Envío	Bolsa de hielo