

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ace2 De Conejo Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Número de artículo: CM0010087



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ACE2 validado para WB, IHC-P, IF-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la enzima convertidora de angiotensina 2 de 92 kDa, un regulador clave de la homeostasis cardiovascular y receptor del SARS-CoV-2. Ideal para investigación sobre el sistema renina-angiotensina y coronavirus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ACE2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	ACEH; ACE2
Especie	Humano
GenelD (Humano)	59272
GenelD	59272
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-740 de la ACE2 humana (NP_068576.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYF1
Peso de la proteína	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo