

Polymab® De Conejo Anti-Ace2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Byf1

Número de artículo: CM0002738



Introducción

CamelBio suministra PolymAb® de conejo anti-ACE2 (Q9BYF1), validado en WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con ACE2 humano, de ratón y de rata, una enzima clave del sistema renina-angiotensina y receptor de los coronavirus SARS. Ideal para la investigación de enfermedades cardiovasculares e infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	PolymAb® de conejo anti-ACE2
Observaciones/Alias	ACEH
Especie	Humano
GeneID	59272
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BYF1
Peso de la proteína	53 kDa/92 kDa
Envío	Bolsa de hielo