

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Acha4 Para Wb, Elisa - P43681

Número de artículo: CM0003872



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ACHA4 humano (CHRNA4), validado para Western blot y ELISA. Detecta niveles endógenos de ACHA4 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en neurociencias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ACHA4 Ac. Monoclonal de Conejo (mAb)
Observaciones/Alias	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; ACHA4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1137
GeneID	1137
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de ACHA4 humano (P43681).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43681
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo